



## CENTRIFUGAS USO CLINICO

406 | 416 | 1248 | 1580

624R | 1248R | 1236R | 1580R | 1096R

*Más silenciosas*

*menor consumo*

**GYROZEN**

# 8

# razones para comprar una centrífuga

## GYROZEN



### Display DIGITAL

Sencilla visualización de los parámetros. Botones de membrana para programación con guantes.



### ID ROTOR

Reconocimiento automático del rotor. Mayor Seguridad.



### Tapa AUTOMÁTICA

Apertura automática al final del ciclo.



### "FAST COOL"

Función de enfriamiento rápido hasta 4°C en 5 min en los modelos refrigerados.



### PROGRAMAS

Número de programas almacenables en la memoria.



### Tapa MOTORIZADA

Fácil cierre y apertura de la tapa motorizada.



### TEMPORIZADOR a la velocidad de meseta

Ciclos de centrifugación 100% reproducibles.



### FIN de ciclo

Aviso acústico al final del ciclo




# GYROZEN

# Centrífugas Clínicas Ventiladas

## GZ-406



GRA-15-6A



Velocidad	4.000 rpm   2.075 xg
Rotor	Ángulo fijo $\sphericalangle$ 45°

## GZ-416



GRA-S-15-16A



Velocidad	4.000 rpm   2.700 xg
Rotor	Ángulo fijo $\sphericalangle$ 45°




GRS-S-100-4  
GLB-b100-100



Velocidad	4.000 rpm   2.774 xg
Rotor	Oscilante $\sphericalangle$ 90°



GRS-S-100-4  
GLB-10-8-100




Velocidad	4.000 rpm   2.774 xg
Rotor	Oscilante $\sphericalangle$ 90°

## GZ-1248




GRA-G-15-24



Velocidad	4.000 rpm   3.134 xg
Rotor	Ángulo fijo $\sphericalangle$ 45°



GRS-G-100-6  
GLB-b100-100



Velocidad	4.000 rpm   3.105 xg
Rotor	Oscilante $\sphericalangle$ 90°



GRS-G-r250-4  
GLB-r250-r250



Velocidad	4.000 rpm   3.134 xg
Rotor	Oscilante $\sphericalangle$ 90°

## GZ-1580



GRS-G-750-4  
GLB-b750-750



Velocidad	4.000 rpm   3.667 xg
Rotor	Oscilante $\sphericalangle$ 90°



GRS-G-r750-4  
GLB-r750-r750




Velocidad	3.600 rpm   2.898 xg
Rotor	Oscilante $\sphericalangle$ 90°

# Centrífugas Clínicas Refrigeradas


## GZ-624R




GRA-S-15-16A



GRS-S-100-4  
GLB-b100-100



GRS-S-100-4  
GLB-10-8-100



Velocidad	4.000 rpm   2.773 xg
Rotor	Ángulo fijo $\curvearrowright$ 45°

Velocidad	4.200 rpm   3.059 xg
Rotor	Oscilante $\curvearrowright$ 90°

Velocidad	4.200 rpm   3.059 xg
Rotor	Oscilante $\curvearrowright$ 90°

## GZ-1248R · GZ-1236R



GRA-G-15-24



GRS-G-100-6  
GLB-b100-100



GRS-G-r250-4  
GLB-r250-r250



Velocidad	4.000 rpm   3.134 xg
Rotor	Ángulo fijo $\curvearrowright$ 45°


Velocidad	4.000 rpm   3.105 xg
Rotor	Oscilante $\curvearrowright$ 90°

Velocidad	4.000 rpm   3.134 xg
Rotor	Oscilante $\curvearrowright$ 90°


## GZ-1580R



GRS-G-750-4  
GLB-b750-750



GRS-G-r750-4  
GLB-r750-r750



Velocidad	4.000 rpm   3.667 xg
Rotor	Oscilante $\curvearrowright$ 90°

Velocidad	3.600 rpm   2.898 xg
Rotor	Oscilante $\curvearrowright$ 90°

## GZ-1096R



GRS-L-750-6  
GLB-750-750



GRS-L-r750-4  
GLB-r750-r750



Velocidad	4.000 rpm   3.982 xg
Rotor	Oscilante $\curvearrowright$ 90°

Velocidad	3.600 rpm   2.898 xg
Rotor	Oscilante $\curvearrowright$ 90°



GRS-L-750-6  
GLB-750-750



Velocidad	4.000 rpm   3.982 xg
Rotor	Oscilante $\curvearrowright$ 90°

# Guía Resumen - Centrífugas para uso Clínico

Modelo	Tipo	Rotor y Buckets	Tubos 3/5/7 ml	Tubos 10/15 ml
<b>Centrífugas Ventiladas</b>				
GZ-406	 Sobremesa Ventilada	GRA-15-6A	6	6
GZ-416	 Sobremesa Ventilada	GRA-S-15-16A	16	16
		GRA-S-100-4 GLB-b100-100	20	20
		GRS-S-100-4 GLB-10-8-100	32	32
GZ-1248	 Sobremesa Ventilada	GRA-G-15-24	24	24
		GRS-G-100-6 GLB-b100-100	30	30
		GRS-G-r250-4 GLB-r250-r250	48	48
GZ-1580	 Sobremesa Ventilada	GRS-G-750-4 GLB-b750-750	96	84
		GRS-G-r750-4 GLB-r750-r750	125	80
<b>Centrífugas Refrigeradas</b>				
GZ-624R	 Sobremesa Refrigerada	GRA-S-15-16A	16	16
		GRS-S-100-4 GLB-b100-100	20	20
		GRS-S-100-4 GLB-10-8-100	32	32
GZ-1248R GZ-1236R	 Sobremesa o suelo Refrigerada	GRA-G-15-24	24	24
		GRS-G-100-6 GLB-b100-100	30	30
		GRS-G-r250-4 GLB-r250-r250	48	48
GZ-1580R	 Sobremesa Refrigerada	GRS-G-750-4 GLB-b750-750	96	84
		GRS-G-r750-4 GLB-r750-r750	125	80
GZ-1096R	 Suelo Refrigerada	GRS-L-750-6 GLB-750-750	144	126
		GRS-L-r750-4 GLB-r750-r750	120	80





*Distribuidor autorizado:*